



MA80I & MA60I Συγκριτικός πίνακας

Προδιαγραφές

	MA60I	MA80I
Μέθοδος μέτρησης	BIA - Ανάλυση βιοηλεκτρικής εμπίεξης πολλαπλών συχνοτήτων, 8 ηλεκτρόδια	
Συχνότητες	5 kHz, 50 kHz, 250 kHz	5 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 250 kHz
Ικανότητα μέτρησης	300 kg	
Κλίμακα (διαβάθμιση)	0.1 kg	
Διαστάσεις	580 (L) x 450 (W) x 1025 (H): mm	875 (L) x 463 (W) x 1205 (H): mm
Βάρος ζυγού	12 kg	31 kg
Ηλικ. εύρος μέτρησης	6-85 ετών	
Εισαγωγή δεδομένων	οθόνη αφής & πληκτρολόγιο	οθόνη αφής
Εξαγωγή/μετάδοση	USB x2, Wi-Fi, RJ45, Bluetooth (προαιρετ.)	USB x3, RS232 x1, Wi-Fi, RJ45, Bluetooth
Διάρκεια μέτρησης	περίπου 40 δευτερόλεπτα	περίπου 45 δευτερόλεπτα
Αποθήκευση δεδομένων	50,000 μετρήσεις	100,000 μετρήσεις
Αναφορές αποτελεσμάτων	Standard, Child	Medical, Standard, Child
Λογισμικό	Charder Insight PC Software, Charder Proscan App	



Charder Electronic Co., Ltd.



Δεδομένα μετρήσεων	MA60I	MA80I
TBW - Συνολικό νερό σώματος	✓	✓
ICW - Ενδοκυττάριο υγρό	✓	✓
ECW - Εξωκυττάριο υγρό	✓	✓
Πρωτεΐνη	✓	✓
Ιχνοστοιχεία	✓	✓
SLM - Άπαχη μάζα	✓	✓
FFM - Άλιπη μάζα	✓	✓
Βάρος	✓	✓
SMM - Μάζα σκελετικών μυών	✓	✓
BMI - Δείκτης μάζας σώματος	✓	✓
Μάζα λίπους	✓	✓
% ποσοστό σωματικού λίπους	✓	✓
Επίπεδο σπλαχνικού λίπους	✓	✓
Περιοχή σπλαχνικού λίπους		✓
Υποδόριο λίπος	✓	✓
Τμηματική ανάλυση μυών	✓	✓
Τμηματική ανάλυση λίπους	✓	✓
Γωνία φάσης	✓	✓
Τμηματική γωνία φάσης		✓
BIVA - Ανάλυση διανύσματος BIA		✓
Δύναμη χειρολαβής	✓	✓
Ποιότητα μυών	✓	✓
BMR - Βασικός ρυθμός μεταβολισμού	✓	✓
TEE - Συνολική ενεργειακή δαπάνη	✓	✓
Αξιολόγηση σωματικής ισορροπίας	✓	✓
Οδηγός ελέγχου βάρους	✓	✓
Ανάλυση σωματότυπου	✓	✓
FMI - Δείκτης μάζας λίπους		✓
FFMI - Δείκτης άλιπης μάζας	✓	✓
SMI - Δείκτης σκελετικών μυών	✓	✓
Προσαρμοσμένος SMI	✓	✓
BCM - Κυτταρική μάζα σώματος		✓
WHR - Αναλογία μέσης/ισχίων		✓
WHtR - Αναλογία μέσης/ύψους	✓	✓
Περιφέρεια μέσης		✓
Περιφέρεια βραχίονα		✓
Δείκτης (score) Υγείας	✓	✓
Ιστορικό σύστασης σώματος	✓	✓
Διάγραμμα ανάπτυξης	✓	✓